

Dokumentationsblatt

Testergebnisse mit **gke Clean-Record®**
Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren (CPI)
in Steckbeckenreinigungsgeräten



Krankenhaus:	Ort:
Abteilung:	Datum:
Hersteller:	Typ:
Baujahr:	Gerätenr.:
Indikator-Chargenr.:	Prüfer:

Das unten dokumentierte Testergebnis ist:

ein **Referenz-Ergebnis** für das o. g. RDG-Modell, mit dem spätere Tests in baugleichen RD-Geräten verglichen werden

tägliche wöchentliche **Routine-Prüfung**

Bewertung: Ergebnis = Referenz
 Ergebnis ≠ Referenz → nicht OK

Programm:	Chargennummer:
-----------	----------------

Bettpfanne					
Boden, innen	auf Rand, rechts	auf Rand, links	unter Rand, rechts	unter Rand, links	Boden, außen
<i>Hier Indikator einkleben</i>					
Griff	<i>zusätzliche Testposition</i>	<i>zusätzliche Testposition</i>	<i>zusätzliche Testposition</i>	<i>zusätzliche Testposition</i>	<i>zusätzliche Testposition</i>

Urinflasche					
seitlich, außen	Boden, außen	Hals, innen	seitlich, innen	Boden, innen	<i>zusätzliche Testposition</i>
<i>Hier Indikator einkleben</i>					