

**Dokumentationsblatt der Ergebnisse  
nach Prüfung eines GKE Steri-Record® Testsets (200-016 ED),  
optimiert für Wasserstoffperoxid-(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)/Plasma Sterilisationsprozesse**

KH/Praxis \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Sterilisator-Nr. \_\_\_\_\_ Typ \_\_\_\_\_

Programm \_\_\_\_\_

PCD-Nr.	Art.-Nr.	Schlauchabmessungen		Produktbezeichnung	Farbumschlag des Chemo-Indikators
		Durchmesser [cm]	Länge [cm]		
8	200-525	0,5	25	PM-HPCD-5-25	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
9	200-550	0,5	50	PM-HPCD-5-50	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
10	200-575	0,5	75	PM-HPCD-5-75	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
3	200-510	0,5	100	PM-HPCD-5-100	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
4	200-425	0,4	25	PM-HPCD-4-25	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
6	200-450	0,4	50	PM-HPCD-4-50	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
7	200-475	0,4	75	PM-HPCD-4-75	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
1	200-325	0,3	25	PM-HPCD-3-25	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
2	200-350	0,3	50	PM-HPCD-3-50	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben
5	200-025	0,2	25	PM-HPCD-2-25	Bitte hier zugehörigen Indikatorstreifen einkleben

Bitte vor Benutzung kopieren oder erhältlich zum Herunterladen auf der GKE Homepage, siehe <http://www.gke.eu/de/testset-vorlagen.html>